



PULSOXIMETRU DIGITAL WristOx 3100



CARACTERISTICI

WristOx 3100 este mic, de greutate redusa ,creat pt. a fi purtat confortabil pe incheietura mainii.Ideal pt. monitorizarea activitatilor zilnice si pt. studii peste noapte,designul compact este destinat pt .a oferii libertate de miscare pacientilor.Durata de viata a bateriei mare,memorie mare si acuratetea asigurata de Nonin,WristOx furnizeaza solutia cost-eficienta pt. memorizarea pe termen scurt si lung.Simpla conectare a aparatului pe incheietura mainii pacientului si monitorizarea SpO₂ si a ratei pulsului incepe instantaneu. Pentru o functionare completa,atasati softul nVISION si puteti avea acces la caracteristicile avansate ale lui WristOx.

Mic-se aseaza confortabil pe incheietura manii pacientului

Versatil-ideal pt.monitorizarea aplicatiilor pe termen scurt si lung

Puternic-durata de viata baterie 24 ore si 33 ore memorie nevolatila

Usor de folosit-simpla conectarea senzorului si porneste;LCD mare pt. o citire usoara

Expandabil-caracteristici avansate disponibile cand folosim soft nVISION

Compatibil-functioneaza cu toata seria de senzori Nonin PureLight



PULSOXIMETRU WristOx 3100 SPECIFICATII /OPTIUNI

Limite saturatie oxigen(%SpO₂):0%-100%

Limite rata puls: 18-300 pulsuri/min.

Display

Display numeric: 3 digiti

Display rata puls: bara cu segmente de LED-uri

Acuratete

% SpO₂:70%-100%±2 digiti

Rata puls: ±3 %

Temperatura

Operare: +0°C÷+50°C

Stocare: -10°C÷+50°C

Umiditate:

Operare: 10%-90% fara condens

Stocare: 10%-95% fara condens

Alimentare:2 baterii alcaline AA (1,5 V)

Durata de viata a bateriei:24 ore operere continua

Dimensiuni(fara sensor si :4,44 x5,08 x1,9 cm

Greutate:24,95 gr.

Memorie

Tipul: Nevolatila

Capacitatea:33 ore cu rata stocare date de 4 sec.

16 ore cu rata stocare date 2 sec.

8 ore cu rata stocare date 1 sec.

Clasa protectie: Tip BF

Mod operare:continuu

CARACTERISTICI AVANSATE CU nVISION

Combinatia WristOx cu softul nVISION, permite folosirea completa a pulsoximetrului.

nVISION este un program pt. Windows care permite realizarea de analize si rapoarte de date cand este utilizat cu produsele Nonin.

Folosirea lui WristOx cu soft nVISION aveti la dispozitie urmatoarele caracteristi

- Activare mod senzor(sezor conectat/deconectat cand WristOx este ON/OFF)
- Mod programe(pt. pre-programarea a 3 cicluri start/stop)
- Setare date,timp si identitate pacient
- Setarea ratei de stocare a pacientilor(pt. alegerea rezolutiei trendurilor)
- La alegere ecran partial sau total
- 33 ore acces la datele stocate(pt. studii in timpul somnului sau monitorizare ambulatorie)
- Stergere memorie

SELECTATI OPTIUNILE

- Senzor adult 8000J-WO
- Banda pt. inchietura mainii reutilizabila
- Banda reutilizabila extinsa 5 inch
- Cablu adaptor(pt. compatibilitate cu toti senzorii Nonin **PureLight**)
- Software nVISION
- Cablu interfata PC
- Cutie de transport WristOx
- Printare la o imprimanta externa ,folosind conectarea la calculator prin soft nVISION.

